



Parvo Test

Immunchromatographischer Schnelltest für Hunde und Katzen

Qualitativer Nachweis von Parvovirusantigenen (CPV, FPV)



Im klinischen Kontext ist zu beachten, dass ein negatives Antigentestergebnis eine Parvovirusinfektion nicht vollständig ausschließt, da die fäkale Ausscheidung von Parvovirus-Antigenen in nachweisbaren Mengen normalerweise zwischen 3–12 Tagen nach der Exposition erfolgt.

Es wird empfohlen, den Test 2–3 Wochen nach erfolgter Behandlung zu wiederholen, um eine mögliche Neuinfektion aus der Umwelt auszuschließen.

Ideal für die Anwendung direkt in der Tierarztpraxis und als Mitgabe für den Patientenbesitzer zu Haus.



Die canine und feline Parvovirose ist eine hoch ansteckende, oft tödlich verlaufende Viruserkrankung von Hunden und Katzen.

Die Viren sind sehr stabil und können längere Zeit im Kot infektiös verbleiben. Symptome wie Durchfall, teils auch blutig, und Erbrechen können erste Hinweise auf eine Parvovirose sein. Eine schnelle und gezielte Behandlung ist dann unmittelbar erforderlich. Der Parvo Ag Schnelltest dient als diagnostisches Hilfsmittel und erster Hinweisgeber.

Hinweise:

Sollte der Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigen, ist in jedem Fall von einer Infektion auszugehen. Tierhalter sollten Test und Kotprobe dann mit zu Ihrem behandelnden Tierarzt nehmen. Leben mehrere Tiere in einem Haushalt, sollten alle Tiere auf Parvo getestet werden.

Haltbarkeit:

36 Monate

Handelsform:

[1 x 10 Stück]

10 x Testkassette, 10 x Wattestäbchen, 10 x Laufpuffer, 1 x Gebrauchsinformation

Testperformancestudie

Parvo Schnelltest Studie	
Sensitivität	93,33 %
Spezifität	99,99 %
Totale Testperformance	98,70 %